



**Forets
Jetables**



Toujours neuf, toujours coupant.
Une préparation optimale du site à chaque intervention.



zimmer | dental
Confidence in your hands™

Les forets jetables réduisent le risque de contamination et rendent inutile la stérilisation après intervention.

Chaque patient profitera maintenant des avantages des forets stériles à usage unique. Comme chaque foret est parfaitement affûté et stérile, la préparation du site est optimale et le risque de contamination est considérablement réduit. Les forets sont jetés lors de la pose de l'implant, éliminant ainsi la main d'œuvre et le coût associés au nettoyage et à la stérilisation.

- Un foret à usage unique pour chaque patient (pouvant être utilisé jusqu'à 10 implants par acte chirurgical).
- L'utilisation d'un foret spécifique pour chaque patient élimine le risque de contamination.
- La suppression du nettoyage et de la stérilisation après l'intervention permet d'économiser du temps et de l'argent.



Kit (court) de forets jetables

Forets jetables pour implants AdVent® et Tapered Screw-Vent®

Description	Contenu	Référence
Kit de forets jetables longs Implant Ø 3,7mm, L17 mm	Fraise boule 3,0mm Foret-pilote Ø 2,3mm Foret conique 3,4/2,8mm	DSTK3
Kit de forets jetables Implant Ø 3,7mm, L11 mm	Fraise boule 3,0mm Foret-pilote Ø 2,3mm Foret conique 3,4/2,8mm	DSTK3S
Kit de forets jetables longs Implant Ø 4,7mm, L17 mm	Foret conique 4,4/3,8mm	DST4
Kit de forets jetables Implant Ø 4,7mm, L11 mm	Foret conique 4,4/3,8mm	DST4S
Kit de forets jetables longs Implant Ø 6,0mm, L17 mm	Foret conique 5,7/5,1mm	DST6
Kit de forets jetables Implant Ø 6,0mm, L11 mm	Foret conique 5,7/5,1mm	DST6S

Forets jetables pour implants SwissPlus® Conique

Description	Contenu	Référence
Kit de forets jetables longs Implant Ø 3,7mm, L17 mm	Fraise boule 3,0mm Foret-pilote Ø 2,3mm Foret conique 3,4/2,8mm	DSSK
Kit de forets jetables Implant Ø 3,7mm, L11 mm	Fraise boule 3,0mm Foret-pilote Ø 2,3mm Foret conique 3,4/2,8mm	DSTK3S
Kit de forets jetables longs Implant Ø 4,8mm, L17 mm	Foret conique 4,4/3,8mm	DSSW
Kit de forets jetables Implant Ø 4,8mm, L11 mm	Foret conique 4,4/3,8mm	DST4S

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 2 4297 4182 ou 1800 241 916
Canada +1 800 265 0968 ou 1 905 567 2073

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300

Zimmer Dental SAS
1, rue Auguste Perret – SILIC 237
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.fr

