



CollaTape[®],
CollaCote[®]
et CollaPlug[®]



Pansements résorbables au collagène
CollaTape, CollaCote et CollaPlug.

Pansements Zimmer Dental.

Lors d'essais cliniques, les pansements de Zimmer Dental ont fait preuve de meilleures performances que les méthodologies traditionnelles.

Indications

Pansement CollaTape

- Plaies buccales mineures
- Cicatrisation des greffes
- Réparation des membranes de Schneider

Pansement CollaCote

- Sites donneurs palatins
- Lambeaux muqueux

Pansement CollaPlug

- Sites d'extraction
- Sites de biopsie


Avantages

- Contrôle du saignement, stabilisation des caillots sanguins
- Protection du lit de la plaie
- Matrice de croissance des cellules tissulaires
- Résorption en 10 à 14 jours
- Accélération du processus de cicatrisation*

*Sur la base de données disponibles sur la cicatrisation des plaies.

Pour en apprendre davantage sur ce produit, veuillez consulter www.zimmerdental.com ou communiquez avec un représentant au **1 800 265 0968**.

Résultats cliniques.



Pour commander

Les pansements résorbables au collagène sont livrés dans des emballages coques individuels stériles, dans les configurations suivantes :



Réf. 0100
Pansement CollaTape
1 po x 3 po (2,5 x 7,5 cm)



Réf. 0101
Pansement CollaCote
3/4 po x 1 1/2 po (1,9 x 3,8 cm)



Réf. 0102
Pansement CollaPlug
3/8 po x 3/4 po (1,0 x 1,9 cm)

Une boîte distributrice permet de garder les pansements Zimmer Dental à portée de main durant les opérations.

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

Au Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968
Télécopieur +1 905 567 2076
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444
Espagne +34 93 846 05 43

France +33 (0)1 45 12 35 35
Israël +972 (0)3 6124242
États-Unis +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental Corp.
2323 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 5N3
Canada

www.zimmerdental.com