



Piliers Hex-Lock™ Contour



Une solution économique pour des résultats esthétiques.

Les piliers *Hex-Lock Contour* de Zimmer Dental représentent une solution simple pour une adaptation immédiate aux divers besoins des patients. Conçus pour être utilisés avec nos systèmes d'implants *Tapered Screw-Vent®* et *Screw-Vent®* dans les cas de restaurations scellées, les piliers *Hex-Lock Contour* simplifient le processus de restauration en réduisant les retouches du pilier. Ils font gagner du temps aux praticiens et laboratoires de prothèse, en offrant une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques des piliers Hex-Lock Contour :

- Congés festonnés (réduction du temps de préparation)
- Coiffes d'impression clipsables (prise d'empreinte facilitée)
- Chapes en plastique pour faciliter les restaurations provisoires et finales
- Grande diversité de hauteurs et profils d'émergence
- Faible hauteur des festons vestibulaires, qui reprennent le profil des tissus mous (moins de risque d'exposition du métal en cas de récession gingivale, meilleur résultat esthétique)
- Contours sous les festons des piliers (plus d'espace autour de l'implant pour les tissus mous, sans compromettre la solidité et le résultat esthétique)
- Possibilité d'utilisation en un temps ou deux temps chirurgicaux
- La connexion par hexagone interne avec calage par friction de Zimmer Dental élimine les micro-mouvements pour une prothèse plus fiable

Fiabilité et souplesse d'emploi.

Les piliers *Hex-Lock Contour* comportent un contour festonné, présentant une hauteur plus faible en face vestibulaire qu'en face interne. Les contours sous les festons des piliers offrent plus d'espace autour de l'implant pour les tissus mous, sans compromettre la solidité. Pour éviter une rotation de la chape prothétique, le corps du pilier n'est pas cylindrique mais conique, et comporte une rainure verticale en face interne. Les hauteurs disponibles sont de 1mm, 2mm et 3mm (face vestibulaire) pour les piliers droits, et de 1mm et 2mm pour les piliers angulés à 17°.

Le système de piliers *Hex-Lock Contour* comporte tous les composants nécessaires pour la restauration.

- Les coiffes d'impression se clipsent et sont dotées d'un code couleur qui simplifie la prise d'empreinte au niveau du pilier
- Les chapes provisoires permettent de créer une couronne provisoire adaptée aux tissus gingivaux pendant la création de la prothèse définitive
- Les analogues et les chapes calcinables permettent au laboratoire de créer plus facilement la prothèse finale
- Ces quatre composants sont vendus ensemble sous forme de Kit de restauration Contour, ou individuellement
- Les piliers d'essayage peuvent être utilisés par le laboratoire comme par le clinicien pour plus de commodité
- Les coiffes de confort facilitent la cicatrisation à long terme des tissus
- Ces composants sont également utilisés avec les implants *Zimmer® One-Piece*

Pour en savoir plus sur les piliers *Hex-Lock Contour*, visitez le site www.zimmerdental.fr ou contactez l'un de nos représentants au 01 45 12 35 35.



Vue face vestibulaire.



Vue latérale.



Coiffe d'impression Contour sur un pilier Hex-Lock Contour.



Composants Contour : chape provisoire, analogue du pilier et chape calcinable.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444 ou 1 800 241 916
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



zimmer | dental
Confidence in your hands™

Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.fr