



Piliers provisoires en plastique Zimmer®



Une solution esthétique pour la gestion des tissus mous.

1 Un vaste choix de piliers

- Disponible pour des hauteurs transgingivales de 1 mm ou 4 mm, prêt à l'emploi
- Versions droite et angulée facilitant le choix du pilier de manière optimale pour chaque cas
- Conditionnement pratique, avec une vis de façonnage pour la restauration provisoire et une vis de fixation pour une restauration scellée ou vissée

2 simple et adaptable

- Matériau en polymère, facile à façonner
- Réduction du temps de préparation au fauteuil pour plus de confort

3 compatible

- Matériau plastique polymère PEEK™, de la couleur d'une dent naturelle, facile à sceller avec les matériaux courants pour la réalisation d'une couronne provisoire, y compris acrylique et composite

préserver et protéger les contours des tissus mous pour de meilleurs résultats

Les piliers provisoires en plastique *Zimmer*[®] représentent une nouvelle gamme de produits, améliorée et plus complète, destinée aux systèmes d'implants *Tapered Screw-Vent*[®] et *Screw-Vent*[®] pour les plates-formes de 3,5 mm, 4,5 mm et 5,7 mm.



Les nouveaux piliers angulés permettent de proposer plus facilement la solution optimale

avantages des piliers temporaires en plastique



- Solution simple et esthétique à long terme pour le traitement des tissus mous durant la cicatrisation
- Améliore la restauration provisoire en préservant et protégeant les contours des tissus mous afin de créer un profil d'émergence naturel et d'obtenir un résultat plus esthétique
- Indication étendue: jusqu'à 180 jours en bouche

Piliers temporaires en plastique*

Référence	PT341S	PT344S	PT341A	PT344A	PT451S	PT454S	PT451A	PT454A	PT561S	PT564S
Plate-forme d'implant	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	5.7mm	5.7mm
Profil d'émergence	4.5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	6.5mm	6.5mm
Hauteur transg	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm
Angulation	droit	droit	angulé	angulé	droit	droit	angulé	angulé	droit	droit

*Nous contacter pour connaître la disponibilité dans votre région.

Pour en savoir plus sur les piliers provisoires en plastique *Zimmer*, visitez le site www.zimmerdental.fr ou contactez l'un de nos représentants au 01 45 12 35 35

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page www.zimmerdental.com/news_eNewsletterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos activités de formation, contactez-nous

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
Italie +39 043 855 5573
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.com

©2009 Zimmer Dental Inc. Tous droits réservés, 1264FR, Rév. 12/09. Merci de noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour toute question sur la disponibilité de nos produits, merci de contacter un représentant Zimmer Dental. Les piliers provisoires en plastique sont fabriqués et distribués par Zimmer Dental Inc.