



Piliers temporaires en plastique Zimmer®



Une solution esthétique pour la gestion des tissus mous

1 Un vaste choix de piliers

- Offerts dans des hauteurs d'épaulement de 1 mm ou 4 mm, prêts à l'emploi
- Versions droite et angulée facilitant le choix du pilier optimal pour chaque cas
- Emballage pratique, avec une vis de traitement et une vis de fixation pour les restaurations cimentées ou vissées

2 Simple et adaptable

- Matériau en polymère de plastique, facile à façonner
- Réduction du temps de préparation au fauteuil pour plus de confort

3 Compatible

- Matériau polymère de plastique PEEK™, de la couleur d'une dent naturelle, qui adhère bien aux matériaux courants pour la réalisation d'une couronne temporaire, en acrylique et en composite



Préserver et protéger les contours des tissus mous pour de meilleurs résultats

Les piliers temporaires en plastique *Zimmer*® représentent une nouvelle gamme de produits, améliorée et plus complète, destinée aux systèmes d'implants *Tapered Screw-Vent*® et *Screw-Vent*® pour les plates-formes de 3,5 mm, 4,5 mm et 5,7 mm.



Les nouveaux piliers angulés permettent de proposer plus facilement la solution optimale

Avantages des piliers temporaires en plastique



- Solution simple et esthétique à long terme pour le traitement des tissus mous durant la cicatrisation
- Améliore la restauration temporaire en préservant et protégeant les contours des tissus mous afin de créer un profil d'émergence naturel et d'obtenir un résultat plus esthétique
- Indication étendue : jusqu'à 180 jours en bouche

Piliers temporaires en plastique*

Référence	PT341S	PT344S	PT341A	PT344A	PT451S	PT454S	PT451A	PT454A	PT561S	PT564S
Plate-forme d'implant	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	4,5mm	4,5mm	4,5mm	4,5mm	5,7mm	5,7mm
Profil d'émergence	4,5mm	4,5mm	4,5mm	4,5mm	5,5mm	5,5mm	5,5mm	5,5mm	6,5mm	6,5mm
Hauteur d'épaulement	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm	1mm	4mm
Angulation	droit	droit	angulé	angulé	droit	droit	angulé	angulé	droit	droit

*Nous contacter pour connaître la disponibilité dans votre région.

Pour en savoir plus sur les piliers temporaires en plastique *Zimmer*, visitez le site www.zimmerdental.com ou contactez l'un de nos représentants au 1 (800) 265-0968.

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos activités de formation, contactez-nous :

USA 1 800 854 7019
Télécopie 1 888 225 2483
Autres Pays +1 760 929 4300
Australie +61 (0)2 9950 5444
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968
Télécopie +1 905 567 2076

En France 01 45 12 35 35
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Israël +972 (0)3 6124242
Italie +39 043 855 5573
Espagne +34 93 846 05 43



Zimmer Dental
2323 Argentia Rd.
Mississauga, ON
L5N 5N3

www.zimmerdental.com

©2009 Zimmer Dental Inc. Tous droits réservés. 1264 FRCA, Rév. 12/09. Merci de noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour toute question sur la disponibilité de nos produits, contactez un représentant de Zimmer Dental. Les piliers provisoires en plastique sont fabriqués et distribués par Zimmer Dental.