



**Monconi
Provvisori
in Plastica
Zimmer®**



Gestione dei tessuti molli nel pieno rispetto dell'estetica

1 Ampia scelta

- Disponibili con colletto da 1 mm pronti all'uso o da 4 mm per l'individualizzazione
- La disponibilità di monconi dritti o angolati permette una scelta ottimale per ciascun caso clinico
- Pratico confezionamento con vite di lavorazione e vite di ritenzione per restauri avvitati o cementati

2 Semplici e adattabili

- Realizzati in polimero plastico facilmente modellabile
- Preparazione in studio rapida ed economica

3 Compatibilità

- Il polimero plastico PEEK, disponibile nel colore del dente naturale, aderisce bene ai comuni materiali per corone provvisorie, compresi resina e composito

Conservano e mantengono i contorni gengivali per un risultato migliore

I Monconi Provvisori in Plastica *Zimmer*[®] costituiscono una nuova e ampliata gamma di prodotti per l'utilizzo con i sistemi implantari *Zimmer Screw-Vent*[®] e *Zimmer*[®] *Tapered Screw-Vent* per le piattaforme 3,5 mm, 4,5 mm e 5,7 mm.



I nuovi monconi angolati migliorano la possibilità di soluzioni ottimali

I vantaggi dei Monconi Provvisori in Plastica:



- Una soluzione semplice, estetica e a lungo termine per la gestione dei tessuti molli durante il periodo di guarigione
- Supportano il restauro provvisorio grazie alla conservazione e al mantenimento dei contorni gengivali per creare un profilo d'emergenza naturale e la base per un miglior risultato estetico
- Possibilità di permanenza in situ prolungata fino a 180 giorni

Monconi provvisori in plastica*

Codice	PT341S	PT344S	PT341A	PT344A	PT451S	PT454S	PT451A	PT454A	PT561S	PT564S
Piattaforma implantare	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,7 mm	5,7 mm
Profilo d'emergenza	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Altezza colletto	1 mm	4 mm	1 mm	4 mm	1 mm	4 mm	1 mm	4 mm	1 mm	4 mm
Angolazione	diritto	diritto	angolato	angolato	diritto	diritto	angolato	angolato	diritto	diritto

*Verificare la disponibilità del prodotto nel proprio paese

Per ulteriori informazioni sui Monconi Provvisori in Plastica *Zimmer*[®], visitare il sito www.zimmerdental.com o, per contattare un rappresentante, chiamare il numero 0438 555573.

Per ricevere la nostra eNews: <http://www.zimmerdental.com/news/eNewsletterSignUp.aspx>

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, sui materiali da restauro e sulle opportunità formative, contattaci:

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
 Germania +49 (0)761 1 56 47 0
 Israel e+972 (0)3 6124242
 Italia +39 043 855 5573
 Spagna +34 93 846 05 43

In U.S.A. 1 (800) 854 7019
 Per ordinare via fax 1 (888) 225 2483
 Fuori da U.S.A. +1 (760) 929 4300
 Australia +61 (0)2 9950 5434 o 1 (800) 241 916
 Canada +1 (905) 567 2073 o 1 (800) 265 0968



Zimmer Dental Italy
 Via Matteotti, 98
 31029 Vittorio Veneto
 Italia

www.zimmerdental.com