



Allogreffe aux particules trabéculaires Puros®

Le choix naturel pour une saine croissance osseuse.

Les particules trabéculaires *Puros* pour allogreffe sont devenues le matériau de choix pour les greffes osseuses grâce à leur remarquable historique de résultats rapides et efficaces. Stérilisés et conservés à l'aide du procédé exclusif *Tutoplast*®, les composants de la gamme de produits pour allogreffe *Puros* sont conçus pour assurer l'efficacité de la régénération osseuse.

- Environnement idéal pour la croissance des vaisseaux sanguins et des cellules, facilitant le processus de remodelage de l'os.¹
- Régénération et remodelage osseux en quatre mois.¹
- Conservation des propriétés ostéo-conductrices grâce à la conservation de la matrice de collagène naturelle, de la structure et de la porosité naturelle de l'os trabéculaire.
- Facilité de manipulation, hydratation rapide et durée de conservation à température ambiante de cinq ans.



Gamme de produits pour allogreffe *Puros*

Une gamme complète de produits à utiliser ensemble ou séparément pour toutes les situations de greffe osseuse.

Ci-dessus sont photographiés : Bloc cortico-trabéculaire *Puros*, Membrana pour allogreffe *Puros* Pericardium, membrane tissulaire pour allogreffe *Puros* Dermis, particules trabéculaires *Puros*, particules corticales *Puros*




zimmer | dental
Confidence in your hands™


Allogreffe aux particules trabéculaires Puros

Le procédé exclusif Tutoplast

La gamme de produits pour allogreffe *Puros* est purifiée à l'aide du procédé de stérilisation exclusif *Tutoplast*. Tout en préservant la précieuse matrice de collagène et les minéraux, ce procédé supprime tout en douceur les divers matériaux indésirables (graisses, cellules et antigènes) et désactive les agents pathogènes.




1. Délipidisation




2. Traitement osmotique



3. Traitement oxydant



4. Déshydratation par solvant



5. Irradiation aux rayons gamma à faible dose

Les bénéfices cliniques des allogreffes Puros¹

- Lors de tests cliniques, les allogreffes aux particules trabéculaires *Puros* ont fait la preuve de leur efficacité dans les applications suivantes :
 - ▮ Augmentation locale de la crête avant la mise en place d'implants
 - ▮ Reconstruction de la crête pour un traitement prothétique
 - ▮ Comblement de défauts osseux (alvéoles d'extraction)
 - ▮ Élévation du plancher du sinus maxillaire
 - ▮ Augmentation ou reconstruction de la crête alvéolaire
 - ▮ Correction des défauts parodontaux intra-osseux
- Stabilisation des implants après quatre mois.
- Depuis plus de trente ans, plus de un million de patients ont été soignés avec succès avec des tissus traités au *Tutoplast*, sans aucun cas signalé de transmission d'une maladie quelconque.

Gros plan



Figure A
Implant placé dans une crête déficiente.



Figure B
Particules trabéculaires Puros en place.



Figure C
Membrane Biomend® couvrant l'allogreffe.



Figure D
4 mois après l'opération : la crête a retrouvé ses contours naturels

Photographies cliniques du Dr Hom-Lay Wang, DDS, MSD, Service de parodontie, Université du Michigan. Les résultats individuels sont susceptibles de variations.

Pour commander*

Référence	Description
68210	Particules trabéculaires Puros, 0,5 cc, 250-1000
68211	Particules trabéculaires Puros, 1,0 cc, 250-1000
68209	Particules trabéculaires Puros, 2,0 cc, 250-1000
68212	Particules trabéculaires Puros, 0,5 cc, 1000-2000
68213	Particules trabéculaires Puros 1,0 cc, 1000-2000
68214	Particules trabéculaires Puros, 2,0 cc, 1000-2000

*Nous contacter pour connaître la disponibilité dans votre pays.
†Données disponibles.

Pour en savoir plus sur ce produit, visitez le site www.zimmerdental.com ou contactez l'un de nos représentants au 1 800 265 0968.

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos activités de formations, contactez-nous :

Au Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968
Télécopieur +1 905 567 2076
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444 ou 1 800 241 916
Espagne +34 93 846 05 43

France +33 (0)1 45 12 35 35
Israël +972 (0)3 6124242
États-Unis +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental Corp.
2323 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 5N3
Canada

www.zimmerdental.com