



## Puros® Dermis Matrice Tissutale per Alloinnesto

L'esclusivo processo Tutoplast

La scelta naturale per la rigenerazione dei tessuti molli.

### 1 INCREMENTO VERSATILE DEL TESSUTO MOLLE

- Può essere utilizzata per la rigenerazione tissutale sia verticale che orizzontale e per procedure di rigenerazione tissutale guidata<sup>1,5</sup>
- Riduce la morbilità e permette di risparmiare tempo in quanto non è necessaria un'ulteriore fase chirurgica per il prelievo di un innesto autogeno<sup>2</sup>
- Disponibile in quattro misure e due spessori

### 2 RIGENERAZIONE NATURALE

- Preserva la matrice di collagene naturale, il contenuto elastico e le proprietà meccaniche del derma naturale<sup>3</sup>
- Assicura un eccellente ambiente per la guarigione e agisce come guida per la rigenerazione del tessuto molle vitale<sup>1,5</sup>
- Risposta e maturazione di successo del tessuto molle comprovate<sup>2,5</sup>

### 3 STERILE

- Purificata mediante l'esclusivo processo<sup>3</sup> di sterilizzazione Tutoplast®
- Eccellente lavorabilità, rapida idratazione<sup>4</sup>

#### Linea di prodotti per alloinnesto Puros – Riempire i vuoti della natura.

Una gamma completa di prodotti per rigenerazione per ogni necessità di incremento osseo e tissutale.



## L'ESCLUSIVO PROCESSO TUTOPLAST

L'esclusivo processo Tutoplast garantisce i massimi standard in materia di sicurezza e qualità tissutale con minimo rischio di trasmissione di malattia.<sup>3</sup>

Mentre conserva la preziosa matrice di collagene e l'integrità tissutale, questo procedimento rimuove delicatamente tutti i componenti indesiderati, come cellule, antigeni e virus, nonché inattiva i patogeni.<sup>3</sup>

In più di 35 anni, i tessuti sottoposti al processo Tutoplast sono stati utilizzati con sicurezza in oltre 3 milioni di procedure.<sup>4</sup>



Trattamento osmotico



Trattamento ossidativo



Trattamento alcalino



Disidratazione con solvente



Irradiazione con dose limitata di raggi gamma

Immagini cliniche del dottor Paul S. Petrunaro, DDS, MS, ©2010. Tutti i diritti riservati. I risultati individuali possono differire.



1 Preoperatoria: Immagine clinica.



2 Puros Dermis Matrice tissutale per alloinnesto posizionata chirurgicamente.



3 10 giorni dopo l'intervento. **si noti** l'eccellente integrazione del tessuto molle.



4 30 giorni dopo l'intervento. **si noti** l'armonizzazione estetica del tessuto e la corrispondenza del colore.

## Informazioni per l'ordine

### DERMIS SPESSE

| Codice | Descrizione                          |                      |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 8793R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×10 mm, 0,8–1,8 mm |
| 8790R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×20 mm, 0,8–1,8 mm |
| 8791R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×40 mm, 0,8–1,8 mm |
| 8792R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 20×40 mm, 0,8–1,8 mm |

### DERMIS SOTTILE

| Codice | Descrizione                          |                      |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 8794R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×10 mm, 0,3–0,8 mm |
| 8795R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×20 mm, 0,3–0,8 mm |
| 8796R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 10×40 mm, 0,3–0,8 mm |
| 8797R  | Tessuto per alloinnesto Puros Dermis | 20×40 mm, 0,3–0,8 mm |

Per maggiori informazioni sulla matrice tissutale per alloinnesto Puros Dermis, visitare il sito [www.zimmerdental.com/naturalchoice](http://www.zimmerdental.com/naturalchoice), o contattare il rappresentante di zona, chiamando il numero, **0438 555573**.

Per ricevere il nostro eNews visitateci all'indirizzo:  
[http://www.zimmerdental.com/news\\_eNewsletterSignUp.aspx](http://www.zimmerdental.com/news_eNewsletterSignUp.aspx)

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, materiali rigenerativi e sulle opportunità formative, contattare:

Negli U.S.A.: 1 (800) 8547019  
Per ordini via fax 1 (888) 2252483  
Al di fuori degli U.S.A.: +1 (760) 9294300  
Australia +61 (0)2 9950 5434 or 1 (800) 241 916  
Canada +1 (905) 567 2073 or 1 (800) 265 0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35  
Germania +49 (0)761 1 56/47 0  
Israele +972 (0)3 6124242  
Italia +39/0438 555573  
Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy  
Viale Matteotti, 98  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Italy

[www.zimmerdental.com](http://www.zimmerdental.com)

## UNA GAMMA DI VANTAGGI CLINICI

- La matrice tissutale per alloinnesto Puros Dermis è un materiale per rigenerazione di elevata qualità, che mostra una resistenza multidirezionale<sup>5</sup> e un'adattabilità ai contorni superficiali<sup>6</sup>
- si reidrata in pochi secondi, non necessita refrigerazione, è in confezione sterile e non ha antibiotici residui<sup>4</sup>
- Vanta una storia di reali successi clinici in altre applicazioni chirurgiche<sup>6</sup>
- Petrunaro ha riscontrato un incremento di volume – mantiene lo spazio per l'angiogenesi e il rimodellamento del tessuto, aumenta il volume della gengiva aderente e del tessuto connettivo<sup>1,5</sup>
- Biocompatibile e riassorbibile; viene facilmente assimilata nell'ambito del normale processo di guarigione del tessuto a livello istologico<sup>2,4</sup>
- Disponibile in quattro pratiche dimensioni e due spessori, possono essere tagliate per adattare a procedure specifiche

<sup>1</sup> Petrunaro P. Correction of Latrogenic gingival recession in the esthetic zone. *Inside Dentistry*. 20 07;11:2-4.

<sup>2</sup> Greenspan DC, Hernandez R, Faleris J. Histology of surgically implanted Tutoplast<sup>®</sup> processed dermis; RTI Biologics, Inc.

<sup>3</sup> Schoepf C. Allograft safety: efficacy of the Tutoplast<sup>®</sup> Process. *Int J Oral Implantol*. 2006;7:10-15.

<sup>4</sup> Dati in archivio presso RTI Biologics, Inc.

<sup>5</sup> Petrunaro P. Acellular dermal matrix tissue grafts. *Inside Dentistry*. 2010;Jan:2-9.6.

<sup>6</sup> Onur R, Singla A. Solvent-dehydrated cadaveric dermis: a new allograft for pubovaginal sling surgery. *J Urol*. 2005;12:801–805.