




La planification virtuelle.

Une précision à toute épreuve

Logiciel de planification implantaire SimPlant®



Augmentez votre processus de planification implantaire avec le logiciel SimPlant® et les instruments de chirurgie assistée Zimmer® pour le système d'implant *Tapered Screw-Vent®*. Rationalisez la planification des traitements avec les outils de pointe 3D spécialisés du logiciel SimPlant® qui sont d'une grande simplicité d'utilisation. Les instruments de chirurgie assistée Zimmer, avec les guides de forage SAFE SurgiGuide® compatibles, facilitent une préparation de site précise et vous aident à optimiser les résultats prothétiques.

Les guides de forage SAFE SurgiGuide® sont disponibles séparément auprès de Materialise Dental.

1

VISUALISATION ET PLANIFICATION

- Planification implantaire par étapes progressives avec imagerie en 3D de l'anatomie du patient et des prothèses proposées; inclut la pose virtuelle de l'implant *Tapered Screw-Vent* avec sélection de pilier

2

CHIRURGIE ASSISTÉE

- Préparation du site implantaire à l'aide des instruments de chirurgie assistée Zimmer et des guides de forage SAFE SurgiGuide®

3

RESTAURATION

- Planification orientée sur la prothétique, permettant d'obtenir des résultats esthétiques en utilisant la vaste gamme de produits prothétiques Zimmer



» Kit de mise en route pour le logiciel de planification implantaire SimPlant®

Choisissez le logiciel SimPlant®.

Guidez en toute confiance votre pratique.

Planifiez votre prochain traitement par implant *Tapered Screw-Vent* en utilisant SimPlant®, logiciel d'implantologie assistée par ordinateur leader du marché. De la planification implantaire en 3D de vos traitements avec l'implant *Tapered Screw-Vent* à la pose d'implants assistée par ordinateur avec les instruments de chirurgie assistée *Zimmer*, vous obtiendrez des résultats esthétiques : planifiez désormais vos traitements avec plus de précision et de confiance. SimPlant® offre différentes options logicielles pour répondre aux besoins individuels de votre cabinet : SimPlant® Planner, SimPlant® Pro et SimPlant® Master. Planifiez, travaillez en équipe et bénéficiez de formations pratiques et pédagogiques ainsi que d'un service à la clientèle mondial.

PLANIFICATION IMPLANTAIRE

- Navigation aisée
- Identification des structures vitales, notamment le nerf alvéolaire
- Analyse de la densité osseuse
- Pose réaliste d'implants et de piliers

COLLABORATION SUR INTERNET

- Communication assurée entre les cliniciens, les laboratoires et les patients pour un traitement optimal

Logiciel de planification implantaire SimPlant®

Numéro de pièce	Description
SIMBAS	SimPlant® Planner
SIMPRO	SimPlant® Pro
SIMMAS	SimPlant® Master
BASMTN	Contrat d'entretien pour SimPlant® Planner
PROMTN	Contrat d'entretien pour SimPlant® Pro
MASMTN	Contrat d'entretien pour SimPlant® Master

PÉDAGOGIE ET SERVICE CLIENTÈLE

- Bénéficiez d'un service à la clientèle et d'un service technique compétent, notamment par téléphone et en ligne, de formations Internet et d'une assistance à distance
- Inscrivez-vous à des formations pratiques et pédagogiques offertes par la SimPlant® Academy ou la *Zimmer Institute*™, un centre de formation de pointe*
- Profitez du contrat d'entretien d'un an gratuit**, qui comprend des mises à jour du logiciel, des mises à jour des bibliothèques SurgiGuide® et implantaire, des offres patients, des programmes de mentorat par des experts et une guidance de soutien

Une documentation de soutien sera fournie sur demande.

* Des frais peuvent être applicables.

** Cette offre s'applique dans les régions où SimPlant® est enregistré et vendu. Les contrats d'entretien peuvent être prolongés. Veuillez contacter un représentant commercial de Zimmer Dental pour de plus amples renseignements.

Pour en savoir davantage sur le logiciel de planification implantaire SimPlant®, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.zimmerdental.com ou composer le 1-800-265-0968 pour parler à un représentant.

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos activités de formation, contactez-nous :

USA 1 800 854 7019
Télécopie 1 888 225 2483
Autres Pays +1 760 929 4300
Australie +61 (0)2 9950 5444
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968
Télécopie +1 905 567 2076

En France 01 45 12 35 35
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Israël +972 (0)3 6124242
Italie +39 043 855 5573
Espagne +34 93 846 05 43



Zimmer Dental
2323 Argentia Rd.
Mississauga, ON
L5N 5N3

www.zimmerdental.com