

Weichgewebeoptionen von Zimmer Dental



Formulierung	Wundverbände	Barrieremembranen		
Klinische Anforderung	Wundheilung	Schaffung und Erhalt von Platz		Adaptierbarkeit
Zimmer Optionen	<i>CollaPlug</i> ® <i>CollaCote</i> ® <i>CollaTape</i> ®	<i>BioMend</i> ® und <i>BioMend</i> ® <i>Extend</i> Membranen	<i>Zimmer</i> ® Socket Repair Membran	<i>CopiOs</i> ® Pericardium Membran
Vorteile	Bewährt	Formstabil	Vorgeschnitten für Extraktionsalveolen	Stabil und adaptierbar
Resorption*	10–14 Tage ¹	8 Wochen (<i>BioMend</i>) ¹ 18 Wochen (<i>BioMend</i> <i>Extend</i>) ¹	26–38 Wochen ³	8–24 Wochen ²

* **Hinweis:** Resorptionsgeschwindigkeiten können je nach Patient variieren.

¹ Daten in Akten bei Integra LifeSciences Corporation.

² Rothamel D, Schwarz F, Sager M, Herten M, Sculean A, Becker J. Biodegradation of differently cross-linked collagen membranes: an experimental study in the rat. *Clin Oral Implants Res.* 2005;16:369-378.

³ Resorptionszeit beträgt 26–38 Wochen, wenn die Membran abgedeckt ist. Resorptionszeit ist kürzer, wenn die Membran offen liegt.

CollaPlug, CollaCote, CollaTape, BioMend und BioMend Extend werden von Integra LifeSciences Corporation für Zimmer Dental Inc. hergestellt. CollaPlug und CollaTape sind eingetragene Marken. CollaCote ist eine Marke von Integra LifeSciences Corporation. Zimmer Socket Repair Membran wird von Collagen Matrix, Inc. für Zimmer Dental Inc. hergestellt. Puros Allografts und CopiOs Pericardium Membran werden von RTI Biologics, Inc. hergestellt und vertrieben von Zimmer Dental Inc.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte und regenerativen Materialien in jedem Land/jeder Region registriert oder erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich bzgl. Verfügbarkeit und für weitere Informationen an einen Mitarbeiter von Zimmer Dental.





Für Ihre Bedürfnisse bei regenerativen und gesteuerten Gewebe-Verfahren



Puros
Allograft
Spongiosa-
Partikel



Puros
Allograft
Block



CollaPlug
resorbierbarer
Wundverband



CollaTape
resorbierbarer
Wundverband



Zimmer
Socket Repair
Membran



BioMend
resorbierbare
Membran



CopiOs
Pericardium
Membran

Implantat-
auffüllung/
parodontaler
Defekt

✓
(0,5–1 cm³)

✓
(15×20)

✓
(15×20)

Füllung
4-wandige
Extraktions-
alveole

✓
(0,5–1 cm³)

✓

Füllung
3-wandige
Extraktions-
alveole

✓
(0,5–1 cm³)

✓

✓

Füllung
Sinuslift

✓
(2 cm³)

✓
(für Einrisse
Schneider'sche Membran)

✓
(30×40)

✓
(für Einrisse
Schneider'sche Membran)

Kieferkamm-
augmentationen

✓
(1 cm³)

✓

ODER

✓

Block-
augmentation

✓
(0,5 cm³)
(Auffüllen
um Ränder)

✓
(10–15 mm)

✓
(30×40)