



## Implant Zimmer® One-Piece



### Une solution esthétique fiable, dans la lignée du Tapered Screw-Vent.

L'implant *Zimmer One-Piece* vient compléter la gamme Zimmer Dental. Conçu pour être aussi fiable que l'implant *Tapered Screw-Vent*<sup>1</sup>, l'implant *Zimmer One-Piece* confère plus de simplicité et de commodité au processus de restauration et offre l'aspect esthétique désiré par les patients. Son design simple en une seule pièce autorise le protocole en un temps chirurgical qui permet de gagner du temps et de réduire le traumatisme des tissus mous et la gêne des patients.

#### Caractéristiques des implants Zimmer One-Piece :

- Conception en une seule pièce pour éliminer les micro-mouvements et améliorer la résistance
- Pilier intégré à contours, pour vous faire gagner du temps
- Surface MTX exclusive de Zimmer pour améliorer l'apposition osseuse et les propriétés ostéo-conductrices<sup>2-3</sup>
- Corps conique disponible en diverses tailles pour faciliter la mise en place dans tous les types de sites

<sup>1</sup> Ormianer Z, Palti A. Long-term clinical evaluation of tapered multithreaded implants: results and influences of potential risk factors. J Oral Implantol 2006;32(5). Sous presse.

<sup>2</sup> Todisco M, Trisi P. Histomorphometric evaluation of 6 dental implant surfaces after early loading in humans. J Oral Implantol 2006;32. Sous presse.

<sup>3</sup> Trisi P, Marcato C, Todisco M. Bone-to-implant apposition with machined and MTX microtextured implant surfaces in human sinus grafts. Int J Periodontics Restorative Dent 2003;23(5):427-437.




## Aucun compromis.

Les implants *Zimmer One-Piece* sont dotés de piliers à contours à congés festonnés. Ces piliers intégrés ont donc le même rôle qu'une dent préparée et nécessitent très peu de préparation, voire aucune. Une gamme complète de diamètres et de hauteurs, en versions droites ou angulés: il existe un implant *Zimmer One-Piece* pour pratiquement tous les emplacements. Et comme leur design est basé sur celui de l'implant *Tapered Screw-Vent* à la fiabilité éprouvée, ils représentent une solution intelligente et pratique qui peut faire l'objet d'une couronne provisoire immédiate et/ou d'une mise en charge immédiate.\*

- La forme conique de l'implant, identique à celle d'une racine naturelle, multiplie les options de mise en place et lui donne une grande stabilité initiale
- La construction en alliage de titane et les spires multiples offrent une résistance et une stabilité maximales
- L'implant *Zimmer One-Piece* de  $\varnothing$  3,0 mm peut être placé dans l'espace limité des zones des incisives latérales et centrales de la mandibule et des incisives latérales du maxillaire
- Les implants *Zimmer One-Piece* de  $\varnothing$  3,7 mm et 4,7 mm sont indiqués pour tous les emplacements
- Des coiffes d'impression clipsables et un assortiment complet d'autres chapes Contour simplifient le processus de restauration

\* Sauf pour l'implant *Zimmer One-Piece* de  $\varnothing$  3mm.



### Implants Zimmer One-Piece, droits, avec surface MTX

Diamètre implant	Profil d'émergence du pilier	H 10 mm	H 11,5 mm	H 13 mm	H 16 mm
$\varnothing$ 3,0 mm	3,5 mm	ZOP30S10	ZOP30S11	ZOP30S13	•
$\varnothing$ 3,7 mm	4,5 mm	ZOP37S10	ZOP37S11	ZOP37S13	ZOP37S16
$\varnothing$ 4,7mm	5,5 mm	ZOP47S10	ZOP47S11	ZOP47S13	ZOP47S16

### Implants Zimmer One-Piece, angulés à 17°, avec surface MTX

Diamètre implant	Profil d'émergence du pilier	H 10 mm	H 11,5 mm	13 mm	16 mm
$\varnothing$ 3,0 mm	3,5 mm	ZOP30A10	ZOP30A11	ZOP30A13	•
$\varnothing$ 3,7 mm	4,5 mm	ZOP37A10	ZOP37A11	ZOP37A13	ZOP37A16
$\varnothing$ 4,7 mm	5,5 mm	ZOP47A10	ZOP47A11	ZOP47A13	ZOP47A16

### Kit chirurgical Zimmer One-Piece complet – ZOPTST\*

Pour en savoir plus sur les implants *Zimmer One-Piece*, visitez le site [www.zimmerdental.fr](http://www.zimmerdental.fr) ou contactez l'un de nos représentants au 01 45 12 35 35

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page [http://www.zimmerdental.com/news\\_eNewsLetterSignUp.aspx](http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx).

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

France +33 (0)1 45 12 35 35  
Fax +33-(0)1-45-60-0488

USA 800 854 7019  
Australie +61 (0)2 9950 5444  
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968  
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723  
Israël +972 (0)3 6124242  
Espagne +34 93 846 05 43



Zimmer Dental SAS  
2 place Gustave Eiffel  
94528 Rungis Cedex  
France

[www.zimmerdental.fr](http://www.zimmerdental.fr)